

Anticorpo Policlonal De Coelho Klhl9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2J3

Número do item: CM0014287

introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra KLHL9 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de progressão mitótica e citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLHL9 Rabbit pAb
Observações/Alias	KLHL9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55958
GeneID	55958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do KLHL9 humano (NP_061335.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2J3
Peso Proteico	69kDa
Transporte	Bolsa de gelo