


Anticorpo Policlonal De Coelho Klk10 (Nes1) Para Wb, If/Icc, Elisa - O43240

Número do item: CM0026177



introdução

Anticorpo policlonal de coelho recombinante que visa a Calicreína-10 humana (KLK10/NES1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta KLK10 humano, de camundongo e de rato. Antígeno supressor de tumor para pesquisa em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLK10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NES1; PRSSL1; KLK10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5655
GeneID	5655
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-276 do KLK10 humano (NP_665895.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43240
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo