

Anticorpo Policlonal De Coelho Klk7 Para Wb E Elisa - P49862

Número do item: CM0026786



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KLK7 humano (calicreína-7), adequado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de descamação da pele, câncer de ovário e proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLK7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	hK7; SCCE; PRSS6; KLK7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5650
ID do Gene	5650
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-253 do KLK7 humano (NP_644806.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49862
Peso Proteico	28kDa
Transporte	Saco de Gelo