


Anticorpo Policlonal Kmt2A De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q03164

Número do item: CM0016140



introdução

Anticorpo policlonal de coelho KMT2A validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Rato e Camundongo. Tem como alvo a histona metiltransferase MLL1 envolvida na metilação H3K4 e regulação transcricional, relevante para leucemia e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KMT2A Rabbit pAb
Observações/Alias	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDSTS; KMT2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4297
GeneID	4297
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2829-2883 da KMT2A humana (NP_005924.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03164
Peso da Proteína	432kDa
Envio	Bolsa de gelo