


## [KO Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Acly Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P53396

Número do item: CM0011316



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ACLY validado para Western blot, imunoprecipitação, imunofluorescência e ELISA; reconhece ACLY humano, de camundongo e de rato; peso molecular 121 kDa. Adequado para pesquisa metabólica e oncológica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Produto            | [KO Validado] ACLY Rabbit mAb |
| Observações/Apelidos       | ACL; ATPCL; CLATP; ACLY       |
| Espécie                    | Humano                        |
| GeneID (Humano)            | 47                            |
| GeneID                     | 47                            |
| Imunógeno                  | Peptídeo Sintético            |
| Origem                     | Coelho                        |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais        |
| Aplicação                  | WB, IP, IF/ICC, ELISA         |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato      |
| SWISS                      | P53396                        |
| Peso Molecular da Proteína | 121 kDa                       |
| Envio                      | Embolsa de gelo               |