

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ak2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54819

Número do item: CM0026977



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AK2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. A adenilato quinase 2 é uma enzima mitocondrial crítica para a homeostase energética celular e a hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] AK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ADK2; K2
Espécie	Humano
GeneID	204
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-232 da AK2 humana (NP_001616.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54819
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de Gelo