

[KO Validado] Anticorpo Monoclonal Anti-A-Catenina Para Wb - P35221

Número do item: CM0002574



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra α -Catenina humana (Alpha E-catenina, CTNNA1). Validado por KO para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre adesão celular e junções celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] α -Catenina mAb de coelho
Observações/Apelidos	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1495
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da α -Catenina humana (P35221)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35221
Peso Molecular da Proteína	100kDa
Envio	Bolsa de gelo