

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abcf2 Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q9Ug63

Número do item: CM0017938

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ABCF2 validado por KO, validado em Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transportadores ABC e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico, fornecido pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] ABCF2 Coelho pAb
Observações/Apelido	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; F2
Espécie	Humano
ID do Gene	10061 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do ABCF2 humano (NP_005683.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UG63
Peso Molecular da Proteína	71kDa
Transporte	Saco de Gelo