


[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aif Para Wb, If, Ihc, Elisa - O95831

Número do item: CM0026153



introdução

Anticorpo policlonal de coelho AIF confiável e validado por KO para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta AIF humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa em apoptose e mitocôndria. Peso molecular alvo 67kDa. Swiss-Prot: O95831.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] AIF pAb de Coelho
Observações/Apelido	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL; IF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9131
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 334-613 do AIF humano (NP_004199.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95831
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de Gelo