

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ajuba Para Wb, Elisa - Q96If1

Número do item: CM0023880

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Ajuba humano, validado por nocaute. Adequado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano e rato. Para pesquisa em adesão celular, transdução de sinal e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Ajuba pAb de Coelho
Observações/Apelido	JUB; ba
Espécie	Humano
ID do Gene	84962
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-290 do Ajuba humano (NP_116265.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96IF1
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo