

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Ak2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54819

Número do item: CM0002691



introdução

[Validado por KO] Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à adenilato quinase 2 humana (AK2). Adequado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Reconhece AK2 humana, de rato e de camundongo. A AK2 é essencial para a homeostase energética celular e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal Coelho AK2 (mAb)
Observações/Apelido	ADK2; K2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	204
GeneID	204
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da AK2 humana (P54819).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54819
Peso Proteico	26 kDa
Envio	Em saco de gelo