

[KO Validado] Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Alfa Catenina - P35221

Número do item: CM0029706



introdução

Anticorpo policlonado de coelho validado por KO contra alfa-catenina humana (CTNNA1) para WB, IHC-P, IP, ELISA; reação cruzada com camundongo e rato; ideal para pesquisa de adesão celular e junções.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] α -Catenina Coelho pAb
Observações/Alias	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1495
GeneID	1495
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 637-906 da α -Catenina humana (NP_001894.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35221
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Bolsa de gelo