

Anticorpo Monoclonal Anti-Alfa-Sinucleína Validado Por Ko Para Wb, Ihc, If, Elisa - P37840

Número do item: CM0011842



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra a alfa-sinucleína humana, validado para Western blot, IHC, IF e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a doença de Parkinson e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] mAb de camundongo contra alfa-sinucleína
Observações/alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Espécie	Humano
ID do gene	6622
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 1-140 da alfa-sinucleína humana (NP_000336.1)
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P37840
Peso da proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo