

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ampk α 1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13131

Número do item: CM0008779



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado contra AMPK α 1 humano (ID do Gene: 5562). Validado para aplicações de WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA e reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Essencial para estudar o metabolismo energético celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-AMPK α 1
Observações/Apêndice	AMPK; AMPK α 1; AMPK alfa 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5562
GeneID	5562
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 381-480 da AMPK α 1 humana (NP_006242.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13131
Peso Proteico	64kDa
Envio	Em saco de gelo