


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ampk α 2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54646

Número do item: CM0028623



introdução

Anticorpo policlonal (pAb) de coelho Anti-AMPK α 2 validado por KO para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Detecta a subunidade catalítica AMPK alfa-2 de 62 kDa. Ideal para pesquisa de metabolismo energético e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] AMPK α 2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; α 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5563
GeneID	5563
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54646
Peso da Proteína	62kDa
Envio	