

Anticorpo Policlonal Anti-Ankrd52 Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q8Nb46

Número do item: CM0021164

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa a ANKRD52, uma subunidade reguladora da proteína fosfatase 6. Adequado para WB e ELISA, e reage de forma cruzada com ANKRD52 humana, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] ANKRD52 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ANKRD33; 52
Espécie	Humano
GeneID	283373
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-660 da ANKRD52 humana (NP_775866.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NB46
Peso Proteico	115kDa

Envio