


[KO Validado] Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Arhgef1 - Q92888

Número do item: CM0026215



introdução

Anticorpo policlonado de coelho validado por KO que visa o ARHGEF1 humano, um fator de troca de nucleotídeo guanina de Rho. Adequado para WB, IHC-P e ELISA. Deteta proteína endógena. Reage cruzadamente com humano e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] ARHGEF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	LSC; GEF1; IMD62; LBCL2; SUB1.5; P115-RHOGEF; F1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9138
GeneID	9138
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 783-912 do ARHGEF1 humano (NP_004697.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q92888
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo