

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atg4A Para Wb, Elisa - Q8Wyn0

Número do item: CM0024292



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ATG4A, uma cisteína protease essencial para a autofagia. Validado por nocaute, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com humano e camundongo. Tem como alvo a região C-terminal (aa 289-398).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] ATG4A pAb de Coelho
Observações/Apelido	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; 4A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	115201
GeneID	115201
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 289-398 da ATG4A humana (NP_443168.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8WYN0
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo