

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atg4D Validado Para Ko Para Wb E Elisa - Q86TI0

Número do item: CM0020228

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ATG4D validado para KO. Detecta uma banda de 53 kDa em WB; também adequado para ELISA. Reconhece ATG4D de humano, camundongo e rato. Uso em pesquisa de autofagia e estudos mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] ATG4D Rabbit pAb
Observações/Alias	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; 4D
Espécie	Humano
ID do Gene	84971
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 da ATG4D humana (NP_116274.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86TL0
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de gelo