

[Ko Validado] Anticorpo Policlonal Anti-Atg5 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H1Y0

Número do item: CM0014691



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ATG5 humano (Q9H1Y0), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em autofagia, apoptose e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] ATG5 Coelho pAb
Observações/Apêndice	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9474
ID do Gene	9474
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-275 do ATG5 humano (NP_004840.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H1Y0
Peso Proteico	32 kDa
Envio	Saco de Gelo