

Anticorpo Policlonal Anti-Bad Validado Por Ko Para Wb E Elisa - Q92934

Número do item: CM0020486



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Bad humano (agonista associado a Bcl2 da morte celular), validado em WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Tem como alvo o membro pró-apoptótico da família Bcl-2 envolvido na morte celular mediada por mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo policlonal de coelho anti-Bad [validado por KO]
Observações/Apelido	BBC2; BCL2L8; ad
Espécie	Humano
GeneID (humano)	572
GeneID	572
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 68-168 de Bad humano (NP_004313.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q92934
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo