


[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bax Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07812

Número do item: CM0002404



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Bax humano, validado por KO, para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece Bax humano, de camundongo e de rato. Útil para pesquisa de apoptose. Imunógeno: peptídeo sintético do Bax humano (Q07812).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Bax mAb de Coelho
Observações/Apelido	BCL2L4; Bax
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	581
GeneID	581
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07812
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo