


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bax Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

Número do item: CM0002312



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra Bax humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Regente chave para pesquisa de apoptose, visando a proteína da membrana externa mitocondrial Bax.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Bax Rabbit mAb
Observações/Apelido	BCL2L4; ax
Espécie	Humano
ID do Gene	581
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 10-70 do Bax humano (NP_620116.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q07812
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo