

Anticorpo Policlonal Anti-Brg1/Smarca4 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51532

Número do item: CM0020613



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra BRG1/SMARCA4, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Para pesquisa de remodelação da cromatina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] BRG1/SMARCA4 Rabbit pAb
Observações/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6597
ID do Gene	6597
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 680-770 de BRG1/SMARCA4 humano (NP_003063.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51532
Peso da Proteína	185kDa
Envio	Bolsa de gelo