

[Ko Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Calnexina Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27824

Número do item: CM0012533

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado à Calnexina humana (P27824), uma chaperona do RE envolvida na dobra e controle de qualidade de glicoproteínas. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo mAb de Coelho Anti-Calnexina
Observações/Apelido	CNX; P90; IP90
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	821
GeneID	821
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Calnexina humana (NP_001737.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27824
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo