


## [KO Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caspase-8 Para Wb, Elisa - Q14790

Número do item: CM0003845



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado à Caspase-8 humana (Q14790). Adequado para aplicações em Western blot e ELISA, detecta especificamente a proteína iniciadora de apoptose, necroptose e piroptose de ~55 kDa, apoiando a pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [KO Validado] Caspase-8 mAb de Coelho                                                                                                |
| Observações/Alias   | CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8; Caspase-8                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                               |
| ID do Gene (Humano) | 841                                                                                                                                  |
| ID do Gene          | 841                                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da Caspase-8 humana (Q14790). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                               |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                               |
| SWISS               | Q14790                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 55kDa                                                                                                                                |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                                        |