

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caspase-9 Validado Por Ko Para Wb, If/Icc, Elisa - P55211

Número do item: CM0003394



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Caspase-9 validado por KO para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Detecta proteína de 46kDa; tem como alvo a protease apoptótica Mch-6.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | [Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho Caspase-9                                                               |
| Observações/Apêndice | MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspase-9                                                                        |
| Espécie              | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)      | 842                                                                                                                      |
| GeneID               | 842                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 139-416 da Caspase-9 (NP_001220.2). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                | P55211                                                                                                                   |
| Peso Proteico        | 46kDa                                                                                                                    |
| Envio                | Em saco de gelo                                                                                                          |