

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd133 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43490

Número do item: CM0015973

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado contra CD133 humano (Prominin-1). Adequado para aplicações de WB, IF/ICC, IP e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de células-tronco e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CD133 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RP41; AC133; CD133; MCDR2; STGD4; CORD12; PROM1; MSTP061; 33
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8842
GeneID	8842
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43490
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco com gelo