

Anticorpo Policlonal Anti-Cd147/Bsg Validado Por Ko Para Wb, Elisa - P35613

Número do item: CM0019524



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra CD147/BSG humano (Basigin, EMMPRIN). Adequado para WB e ELISA, tendo como alvo uma glicoproteína transmembrana envolvida na invasão tumoral, angiogênese e infecção microbiana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] CD147/BSG pAb de coelho
Observações/alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAb18G; EMMPRIN; SG
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	682
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-200 do CD147/BSG humano (NP_940991.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P35613
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo