

[Ko Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd47 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q61735

Número do item: CM0005906

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado a CD47 (IAP) de camundongo, ideal para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece o antígeno de superfície leucocitário envolvido na regulação imunológica e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] CD47 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	961
ID do Gene	16423
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-140 da CD47 de camundongo (NP_034711.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61735
Peso Proteico	33 kDa/35 kDa
Transporte	Saco de gelo