


[Ko Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdk4 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P11802

Número do item: CM0002256



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO, direcionado ao CDK4 humano (P11802), adequado para WB, IP, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo, macaco. Ideal para pesquisa em ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] CDK4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CMM3; PSK-J3; K4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1019
GeneID	1019
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P11802
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo