


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonais Anti-Cdk8 Para Wb, Ip, Elisa - P49336

Número do item: CM0024776



introdução

A CamelBio fornece o Anticorpo Policlonais de Coelho contra CDK8 [Validado por KO] (P49336), validado para WB, IP, ELISA. Confiável para pesquisas de regulação da transcrição em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CDK8 Rabbit pAb
Observações/Alias	K35, IDHBA, K8
Espécie	Humano
ID do Gene	1024
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 365-464 do CDK8 humano (NP_001251.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49336
Peso da Proteína	53kDa
Transporte	Bolsa de gelo