


[KO Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdkn1A/P21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

Número do item: CM0003039



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado contra CDKN1A/p21 humano (P38936). Adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em ciclo celular, dano ao DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo Monoclonal de Coelho CDKN1A/p21
Observações/Apelido	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; 21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1026
GeneID	1026
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-164 do CDKN1A/p21CIP1 humano (NP_000380.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38936
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo