

## [Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal Anti-Cdkn1A/P21 Polymab® De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P38936 / P39689

Número do item: CM0006049



### introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra CDKN1A/p21, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas e de camundongo, 18 kDa. Ideal para pesquisas sobre ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | CDKN1A/p21 PolymAb® de coelho [Validado por KO]          |
| Observações/Apelidos | P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1      |
| Espécies             | Humano/Camundongo                                        |
| ID do gene (humano)  | 1026                                                     |
| ID do gene           | 1026/12575                                               |
| Imunógeno            | Proteína recombinante de CDKN1A/p21 humano/de camundongo |
| Origem               | Coelho                                                   |
| Categoria            | Anticorpos monoclonais                                   |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                        |
| Reatividade cruzada  | Humano, Camundongo                                       |
| SWISS                | P38936/P39689                                            |
| Peso da proteína     | 18 kDa                                                   |
| Envio                | Bolsa de gelo                                            |