


[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46527

Número do item: CM0002905



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por knockout (KO) que visa o CDKN1B/p27KIP1, adequado para Western blot, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CDKN1B/p27KIP1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1027
GeneID	1027
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 99-198 do CDKN1B/p27KIP1 humano (P46527).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46527
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco com gelo