


[Ko Validado] Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Para Wb, If/Icc, Elisa - P42771 / Q8N726

Número do item: CM0016859



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que tem como alvo CDKN2A/p16INK4a, um supressor tumoral que inibe CDK4/6. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas. Matéria-prima IVD para uso em pesquisa. SWISS: P42771 / Q8N726.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] CDKN2A/p16INK4a Rabbit pAb
Observações/Alíase	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; 4a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1029
GeneID	1029
Imunógeno	Péptido sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-156 da CDKN2A/p16INK4a humana (NP_000068.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42771/Q8N726
Peso Proteico	8kDa/11kDa/12kDa/13kDa/16kDa/17kDa
Transporte	Bolsa de gelo