

[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cetn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P41208

Número do item: CM0026721



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CETN2/Centrina-2, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Essencial para estudos de duplicação do centrôssomo, reparo de DNA e exportação de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo pAb de Coelho CETN2
Observações/Apêndices	CALT; CEN2; N2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1069
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 da CETN2 humana (NP_004335.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41208
Peso Proteico	20kDa
Transporte	Saco de Gelo