

[KO Validado] Anticorpo Policlonal Anti-Chchd2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6H1

Número do item: CM0019690



introdução

[KO Validado] Anticorpo policlonal de coelho contra CHCHD2, um fator de transcrição mitocondrial implicado na doença de Parkinson. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para humano, rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] CHCHD2 Coelho pAb
Observações/Apelido	MNRR1; NS2TP; MIX17B; PARK22; C7orf17; D2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51142
GeneID	51142
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 75-145 do CHCHD2 humano (NP_057223.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6H1
Peso Proteico	16kDa
Envio	Bolsa de gelo