


[KO Validado] Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Chd1 (Pab) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14646

Número do item: CM0027705



introdução

Anticorpo policlônico de coelho de alta qualidade contra CHD1 humano, validado para aplicações de Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece CHD1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa em remodelação de cromatina, transcrição e splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] CHD1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CHD-1; PILBOS; D1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1105
GeneID	1105
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1600 até o C-terminal da CHD1 humana (NP_001261.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14646
Peso Molecular da Proteína	197kDa
Envio	Bolsa de gelo