


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ciap1 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13490

Número do item: CM0003452



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado ao cIAP1 humano (Q13490), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para pesquisa em apoptose, sinalização de NF-kB e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	cIAP1 Rabo mAb [Validado por KO]
Observações/Alias	API1; MIHB; HIAP2; RNF48; cIAP1; Hiap-2; c-IAP1; P1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	329
GeneID	329
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do cIAP1 humano (Q13490).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13490
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo