


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cirbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14011

Número do item: CM0027336



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra a proteína de ligação a RNA induzida pelo frio (CIRBP). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Para pesquisa de resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CIRBP Rabbit pAb
Observações/Alias	CIRP; BP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1153
GeneID	1153
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 do CIRBP humano (NP_001271.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14011
Peso Molecular da Proteína	19kDa
Transporte	Bolsa de gelo