


[Validado Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csde1 Para Wb, Elisa - O75534

Número do item: CM0022933



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CSDE1 humano (UniProt O75534), validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Ideal para estudar a proteína de ligação a RNA CSDE1 envolvida no turnover de mRNA e na formação de grânulos de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] CSDE1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	UNR; D1S155E; E1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7812
GeneID	7812
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 369-600 do CSDE1 humano (NP_009089.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O75534
Peso Proteico	89kDa
Envio	Saco de gelo