


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csde1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O75534

Número do item: CM0030220



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra CSDE1 (UNR), adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta CSDE1 humano e de camundongo. Ideal para pesquisa de regulação traducional e grânulos de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CSDE1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UNR; D1S155E; E1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7812
GeneID	7812
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 369-600 do CSDE1 humano (NP_009089.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75534
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Saco com gelo