


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ciclina B1 Validado Por Ko Para Wb E Elisa - P14635

Número do item: CM0003953



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Ciclina B1 validado por KO para aplicações de WB e ELISA, reagindo com humano. Tem como alvo um regulador chave do ciclo celular essencial para a transição G2/M e ativação do CDK1. Imunogênio recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Ciclina B1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CCNB; B1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	891
GeneID	891
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 3-177 da Ciclina B1 humana (P14635)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14635
Peso da Proteína	48kDa
Envio	