


[Validado Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ciclina D1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P24385

Número do item: CM0003775



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado à Ciclina D1 (BCL1/PRAD1). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre transição do ciclo celular G1/S e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] Ciclina D1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	BCL1; PRAD1; U21B31; D115287E; D1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	595
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 196-295 da Ciclina D1 humana (P24385).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24385
Peso Proteico	34kDa
Transporte	Saco de gelo