

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cypor (Por) Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16435

Número do item: CM0027495



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra a redutase NADPH--citocromo P450 humana (CYPOR/POR). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece CYPOR humano, de camundongo e de rato. Desenvolvido para pesquisa de IVD e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CYPOR pAb de Coelho
Observações/Apelido	CPR; CYPOR; P450R; OR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5447
ID do Gene	5447
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do CYPOR humano (NP_000932.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16435
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco com gelo