

[Validado Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoqueratina 20 (Krt20) Para Wb, If/Icc, Elisa - P35900

Número do item: CM0024403

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à citoqueratina 20 humana (CK20/KRT20), validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos sobre diferenciação epitelial intestinal, organização de filamentos de queratina e secreção de mucina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Citoqueratina 20 (KRT20)
Observações/Apelido	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; 0)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	54474
GeneID	54474
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35900
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo