


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoqueratina 8 Para Wb - P05787

Número do item: CM0019049



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO, direcionado contra a citoqueratina 8 (KRT8). Para aplicações de Western blot, apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para o estudo de filamentos intermediários epiteliais, redes de queratina e patologias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] pAb de coelho anti-citoqueratina 8
Observações/Apelidos	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; 8
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3856
ID do gene	3856
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 380-480 da citoqueratina 8 humana (NP_002264.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P05787
Peso da proteína	54 kDa/56 kDa
Envio	Bolsa de gelo