

Anticorpo Policlonal Anti-Ddit4 Validado Por Ko Para Wb, Elisa - Q9Nx09

Número do item: CM0029641



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DDIT4 humano (REDD1), validado por KO para WB e ELISA. Ideal para estudar a sinalização mTOR, respostas ao estresse celular e apoptose em pesquisas sobre câncer e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] DDIT4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Dig2; REDD1; REDD-1; T4
Espécie	Humano
GeneID	54541
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-232 do DDIT4 humano (NP_061931.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NX09
Peso Proteico	25kDa

Envio