


[KO Validado] Anticorpo Policlonal Anti-DJ-1/Park7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99497

Número do item: CM0013146



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DJ-1/PARK7, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com DJ-1/PARK7 humano e de camundongo, um sensor multifuncional de estresse oxidativo e desglicase. Ideal para pesquisas sobre proteção celular e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] pAb de Coelho contra DJ-1/PARK7
Observações/Apelidos	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; K7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11315
GeneID	11315
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-189 de DJ-1/PARK7 humano (NP_009193.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99497
Peso da Proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo